

miglionico
DENTAL EQUIPMENT

NUOVE LINEE PRENDONO FORMA

*PRESENTAZIONE DELLA NUOVA
LINEA DI RIUNITI ODONTOIATRICI*

NT NG





MOVIMENTAZIONE POLTRONA

La nostra poltrona, oltre ad essere ergonomicamente più confortevole, si muove in modo veloce e silenzioso. Schienale e seduta si muovono in sincronia per un maggior confort e per raggiungere la posizione di Trendelenburg.

IL DISPLAY TOUCH

Grazie al display a colori con superficie in vetro a 7" gestire il riunito è ancora più semplice.

La tecnologia touch permette di gestire il riunito con estrema facilità e immediatezza e di muoversi agilmente tra tutte le funzionalità e le impostazioni presenti.



La nuova linea di riuniti odontoiatrici si basa su una lunga ed accurata ricerca dei bisogni dell'utenza finale, cercando allo stesso tempo di assecondarla ed anticiparne le soluzioni. La nostra novità è l'utilizzo di plastiche di nuova generazione specifiche per il settore medicale:

un materiale più malleabile che rende più leggero l'utilizzo del riunito odontoiatrico. Grazie a questo, abbiamo potuto assottigliare gli ingombri, studiando attentamente ogni linea, dando vita a forme più ergonomiche e più comode cambiando la seduta e lo schienale.

Le nostre plastiche di nuova generazione specifiche per il settore medicale sono:

- resistenti agli agenti chimici e antibatterici;
- resistenti ai raggi UV (anti ingiallimento).

***ERGONOMIA
& DESIGN
INNOVATIVO***





TAVOLETTA OPERATORE

Anche la tavoletta operatore cambia forma e materiale.

Diventa così più efficiente e più facile da igienizzare.

L'escursione verticale del braccio è diventata 600mm.

Un'altra novità è la faretra che diventa più snodabile e accompagna l'operatore verso ogni direzione senza dover muovere la tavoletta.

Gli strumenti tornano al proprio posto automaticamente con un sistema di allineamento meccanico brevettato.



GRUPPO VALVOLE

Nel gruppo idrico c'è uno scomparto agevole dedicato al nuovo gruppo valvole, più performante del precedente, per ridurre al minimo le operazioni di manutenzione.

TAVOLETTA ASSISTENTE

Linee più definite per la tavoletta assistente, articolata su due bracci, che con il materiale plastico di ultima generazione, diventa di leggera movimentazione.

4
5





GRUPPO IDRICO

Il gruppo idrico è stato completamente rinnovato per renderlo ancora più funzionale: c'è una suddivisione degli scomparti (parte idrica, parte elettrica e sistemi di aspirazione e disinfezione) ognuno con la propria apertura.

All'interno è facilmente ispezionabile sia dai tecnici sia dagli operatori in quanto è stato incrementato lo spazio. I tubi aspiranti sono stati resi ognuno indipendente e con il proprio filtro.



PEDALE

Il pedale è stato aggiornato e rimodernato in base alle esigenze di mercato. Anche per questo strumento è stato previsto l'utilizzo di un materiale plastico molto resistente alle sollecitazioni meccaniche e all'usura. È presente una maniglia di sollevamento a scomparsa che con il piede si mette in posizione oppure viene sollevata quando si desidera spostarlo.



6
7

DISINFENZIONE

Tutte le procedure per la disinfezione sono semplici, veloci ed efficienti.
Ogni elemento asportabile è autoclavabile.

SISTEMI DEI CIRCUITI IDRICI

I nostri sistemi di alimentazione idrica sono: acqua di rete, bottiglia da 2 litri, MDS base, MDS+ e MDS+17.



NT_P **NG_P**

NT e NG possono essere realizzati anche nelle varianti con i cordoni pendenti, prendendo il nome di **NT_P** e

NG_P

- 6 strumenti nella tavoletta operatore;
- il tappetino è in silicone autoclavabile che copre l'intera tavoletta, con la possibilità di aggiungerne una supplementare per avere una maggiore superficie di appoggio;
- il braccio che si muove sempre in verticale per una escursione di 600 mm;
- la tastiera operatore orientabile;
- gli alloggi dei manipoli sono autoclavabili.



Nelle immagini è raffigurata la versione NGpx



1.

NT_x NG_x

NT e NG possono essere realizzati anche nelle varianti ambidestre, che si riconoscono tramite un suffisso al loro nome, ovvero **NT_x** e **NG_x**

**VERSATILITÀ
&
COMODITÀ**



2.



3.



Queste varianti sono caratterizzate da una struttura a sè stante formata da due articolazioni e due bracci che ruotano a 180°.

In tal modo, il riunito può essere utilizzato sia da un destrorso sia da un mancino.

La movimentazione è facile e la struttura è leggera.

La poltrona è più confortevole poiché viene utilizzato il memory foam. L'impianto idrico, il pedale e tutte le altre componenti sono le stesse dei modelli NT e NG.



miglionico

DENTAL EQUIPMENT

Miglionico S.r.l.
Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - ITALY
P. Iva: 05306940726
Tel +39 080 759552
Fax +39 080 2220970

www.miglionico.net

